

COMPEED® - Be Unstoppable!

10 x 4.2 x 6.8 cm

2696091

14

55709951

Rev. Date: 06/2018

Laboratoire HRA Pharma
200 avenue de Paris
93220 Châtilion - France
Made in EU

www.compeed.com

0459

CE

INSTRUCTIONS:

1. Clean and dry skin before use, ensuring blister area is free of creams and oils.

2. Remove the bottom paper, avoiding touching the adhesive side.

3. Apply plaster firmly over blister, ensuring the edges are well smoothed down.

4. Do not remove plaster until it starts to detach (Note: may stay in place up to several days).

5. To remove plaster, do not pull upwards but slowly stretch along the skin.

WARNINGS:

- Diabetics: consult with your doctor before use.
- Do not use on infected or inflamed skin.
- Do not reuse, to avoid infection.
- If blister worsens or does not heal stop exercising and consult a doctor.
- COMPEED® plaster may irritate sensitive skin.
- Glue residue on clothing can be removed with white spirit, considering the special care instructions of the fabric.

GEbruiksaanwijzing:

1. Maak voor gebruik de huid schoon en droog, ervoor zorgend dat de blaar en de plek er omheen vrij van crèmes en oliën zijn.

2. Verwijder het onderste papier, zonder de plakende zijde aan te raken.

3. Breng de pleister stevig aan op de blaar en zorg ervoor dat de randen goed naar buiten worden gladgestreken.

4. Laat de pleister op zijn plaats zitten totdat hij vanzelf begint los te laten. (Opmerking: de pleister mag meerdere dagen blijven zitten).

5. Om de pleister te verwijderen trek hem niet naar boven, maar trek hem langzaam en evenwijdig aan de huid los.

WAARSCHUWINGEN:

- Diabetici: raadpleeg voor gebruik uw arts.
- Niet aanbrengen op geïnfecteerde wonden.
- Niet opnieuw gebruiken om infecties te vermijden.
- Als de blaar erger wordt of niet herstelt, stop dan met sporten en raadpleeg uw arts.
- Indien de blaar erger wordt, raadpleeg uw arts.
- Restjes kleefstof op kleding kunnen verwijderd worden met spiritus, rekening houdend met de speciale onderhoudsinstructies voor de stof.

3 663555 002966

COMPEED® - Be Unstoppable!

10 x 4.2 x 6.8 cm

2728449

5

55710108

Rev. Date: 06/2018

Laboratoire HRA Pharma
200 avenue de Paris
93220 Châtilion - France
Made in EU

www.compeed.com

0459

CE

COMPEED® hydrocolloid technology is an active gel with moisture absorbing particles. COMPEED® plaster acts like a second skin to support the natural moisture balance, to:

- Relieve blister pain instantly.
- Protect and cushion against rubbing.
- Offer fast wound healing.

Stays in place for several days. Individual experience might vary.

COMPEED® hydrocolloid technologie is een actief gel met vochtabsorberende deeltjes. COMPEED® pleister werkt als een tweede huid om de natuurlijke vochtbalans te ondersteunen, het:

- Verzach onmiddellijk blaarpijn.
- Beschermen en vormt een kussentje tegen wrijving.
- Biedt snel wondherstel.

Blijft meerdere dagen zitten. De individuele ervaring kan variëren.

GEbruiksaanwijzing:

1. Maak voor gebruik de huid schoon en droog, ervoor zorgend dat de blaar en de plek er omheen vrij is van crèmes en oliën.
2. Verwijder het onderste papier onderaan en zorg ervoor dat u de kleefzijde niet aanraakt.
3. Breng de pleister stevig aan op de blaar en zorg ervoor dat de randjes goed naar buiten worden gladgestreken.
4. Laat de pleister op zijn plaats zitten totdat hij vanzelf begint los te laten. (Opmerking: de pleister mag meerdere dagen blijven zitten).
5. Om de pleister te verwijderen trek hem niet naar boven, maar trek hem langzaam en evenwijdig aan de huid los.

WAARSCHUWINGEN:

- Diabetici: raadpleeg voor gebruik uw arts.
- Niet aanbrengen op geïnfecteerde wonden.
- Niet opnieuw gebruiken om infecties te vermijden.
- Als de blaar erger wordt of niet herstelt, stop dan met sporten en raadpleeg uw arts.
- Restjes kleefstof op kleding kunnen verwijderd worden met spiritus, rekening houdend met de speciale onderhoudsinstructies voor de stof.

5 708932 006910

