

FRONT



Curalyn gezichtsmasker Masque facial Curalyn Curalyn-Gesichtsmaske

FFP2 NR D
EN149:2001 + A1:2009

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor gebruik van dit product.

Veuillez lire attentivement cette fiche d'information utilisateur avant d'utiliser ce produit.

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig dieses beigefügte Nutzer-Informationsblatt.

IFU2025VI

Gebruiksaanwijzingen:

- 1: Vouw het masker open. Plaats het masker onder de kin, zodat het de mond en neus bedekt.
- 2: Bevestig de elastische bandjes aan je oren. Pas ze aan om ervoor te zorgen dat het masker comfortabel zit.
- 3: Druk het buigzame staafje voorzichtig op je neus totdat de vorm ervan goed past.
- 4: Plaats beide handen op het masker en adem krachtig uit. Als er lucht langs de randen van het masker naar buiten komt, verplaats dan de oorlussen zodat ze beter op je gezicht passen. Herhaal de procedure indien nodig tot het masker goed past.

Waarschuwingen:

1. Niet gebruiken bij concentraties van schadelijke stoffen die rechtstreeks gevaarlijk voor de gezondheid of levensbedreigend zijn. Gebruik dit product niet in een explosieve omgeving.
2. Verlaat de werkplek onmiddellijk als: a) ademen moeilijk wordt of b) duizeligheid of ander ongemak optreedt.
3. Gezichtsbehaar, baarden en bepaalde gelaatstreken kunnen de doeltreffendheid van dit ademhalingsmasker verminderen.
4. Dit ademhalingsmasker op geen enkele manier aanpassen of wijzigen (behalve zoals aangegeven in de aanwijzingen).
5. 'NR' betekent dat dit deeltjes filterende halfmasker niet vaker dan tijdens één dienst gebruikt mag worden. Onderhoud is niet nodig. Gooi het ademhalingsmasker weg na gebruik of als het op enigerlei wijze beschadigd is.
6. Hoe lang dit ademhalingsmasker gebruikt kan worden, is afhankelijk van de aanwezige schadelijke stoffen. Het mag echter niet vaker dan tijdens één dienst gebruikt worden. Het ademhalingsmasker moet eerder worden vervangen als ademen moeilijk wordt.
7. Bewaar de ademhalingsmaskers tot het moment van gebruik in de displaydoos, uit de buurt van direct zonlicht en schadelijke stoffen. Omgevingscondities voor bewaren: temperatuur tussen -30°C en +70°C en relatieve vochtigheid <80%.
8. Tenzij het volgens de gebruiksaanwijzingen wordt aangebracht, biedt het ademhalingsmasker niet het verwachte beschermingsniveau.
9. Dit ademhalingsmasker is geschikt voor bescherming tegen niet-giftige vaste en vloeibare aerosolen.
10. Een masker dat niet goed past, kan ernstige gezondheidsschade of de dood tot gevolg hebben.
11. Zie de informatie van de fabrikant.

Beperkingen:

Dit ademhalingsmasker is geschikt voor bescherming tegen niet-giftige vaste en vloeibare aerosolen. Niet gebruiken voor andere toepassingen dan zoals gedefinieerd in de waarschuwingen. Onjuist gebruik van dit product kan ernstige gezondheidsschade of de dood tot gevolg hebben.

FFP2 NR: filterefficiëntie 94%; toegewezen beschermingsfactor (FPA) 10.
Toepassingsvoorbeelden: schuren van zacht hout, composietmaterialen, roest, stopverf, gips, kunststof / zagen, ontbramen, slijpen, boren van metaal.

EG-typeonderzoek (module B) en typeconformiteit op basis van module D voor Verordening (EU).

2016/425 door SGS Fimko Oy, Takomotie 8, 00380 Helsinki, Finland. Nummer aangemelde instantie: 0598.

Beoogd gebruik:

Dit product is ontworpen om bescherming te bieden tegen zowel vaste als vloeibare aerosolen.

BACK

Mode d'emploi :

- 1 : Dépliez le masque. Positionnez le masque sous le menton en couvrant la bouche et le nez.
- 2 : Fixez les élastiques à vos oreilles et ajustez-les pour que le masque soit confortable.
- 3 : Pressez doucement la barre déformable sur votre nez pour en épouser la forme.
- 4 : Placez les deux mains sur le masque et expirez avec force. Si de l'air s'échappe sur les bords du masque, repositionnez les élastiques aux oreilles pour qu'ils s'adaptent mieux à votre visage. Si nécessaire, répétez la procédure jusqu'à ce que le masque soit correctement ajusté.

Avertissements :

1. Ne pas utiliser lorsque les concentrations de contaminants présentent un danger immédiat pour la santé ou la vie. Ne pas utiliser ce produit dans une atmosphère explosive.
2. Quitter immédiatement la zone de travail si : a) la respiration devient difficile ou b) des vertiges ou d'autres troubles apparaissent.
3. Les poils du visage, la barbe et certaines caractéristiques faciales peuvent réduire l'efficacité de ce respirateur.
4. Ne jamais altérer ou modifier ce respirateur de quelque manière que ce soit (sauf indication contraire dans les instructions).
5. "NR" signifie que ce demi-masque de filtrage des particules ne doit pas être utilisé plus d'une fois. Aucun entretien n'est nécessaire. Jeter le respirateur après utilisation ou s'il est endommagé de quelque manière que ce soit.
6. La durée d'utilisation de ce respirateur dépend des contaminants présents, mais il ne doit pas être utilisé plus d'une fois. Le respirateur doit être remplacé plus tôt si la respiration devient difficile.
7. Conservez les respirateurs dans leur boîte d'emballage, à l'abri de la lumière directe du soleil et des contaminants, jusqu'à leur utilisation. Conditions de stockage ambiantes : température comprise entre -30 °C et +70 °C et humidité relative < 80 %.
8. S'il n'est pas installé conformément aux instructions "Facile à utiliser", le respirateur ne fournira pas le niveau de protection attendu.
9. Ce respirateur est adapté à la protection contre les aérosols solides et liquides non toxiques.
10. Une mauvaise utilisation peut entraîner des dommages graves pour la santé, ou la mort.
11. Voir les informations fournies par le fabricant.

Limites :

Ce respirateur est adapté à la protection contre les aérosols solides et liquides non toxiques. Ne pas utiliser en dehors du champ d'application défini dans les avertissements. L'utilisation incorrecte de ce produit peut entraîner de graves problèmes de santé, ou la mort.

FFP2 NR : efficacité de filtration de 94 % ; facteur de protection attribué (FPA) de 10.
Exemples d'applications : ponçage du bois tendre, des matériaux composites, de la rouille, du mastic, du plâtre, des plastiques / découpe, ébavurage, meulage, perçage du métal.

Examen de type UE (module B) et conformité au type sur la base du module D pour le règlement (UE).

2016/425 par SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finlande. Numéro d'organisme notifié : 0598.

Utilisation prévue :

Ce produit est conçu pour offrir une protection contre les aérosols solides et liquides.

Gebrauchsanweisung:

- 1: Die Maske auseinanderfalten. Die Maske unter dem Kinn positionieren, sodass sie Mund und Nase bedeckt.
- 2: Die Gummibänder an den Ohren befestigen und so einstellen, dass die Maske bequem sitzt.
- 3: Den verformbaren Bügel vorsichtig auf die Nase drücken, um ihn an deren Form anzupassen.
- 4: Beide Hände auf die Maske legen und kräftig ausatmen. Wenn Luft an den Rändern der Maske austritt, die Ohrschlaufen anpassen, damit sie besser am Gesicht anliegt. Den Vorgang gegebenenfalls wiederholen, bis die Maske korrekt sitzt.

Warnhinweise:

1. Nicht verwenden, wenn die Schadstoffkonzentrationen unmittelbar gesundheits- oder lebensgefährlich sind. Dieses Produkt darf nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung verwendet werden.
2. Verlassen Sie den Arbeitsbereich sofort, wenn: a) Atembeschwerden auftreten oder b) Schwindel oder andere Beschwerden auftreten.
3. Gesichtshaarung, Bärte und bestimmte Gesichtsmarkierungen können die Wirksamkeit dieser Atemschutzmaske verringern.
4. Diese Atemschutzmaske darf in keiner Weise verändert oder modifiziert werden (außer wie in der Gebrauchsanweisung angegeben).
5. „NR“ bedeutet, dass diese Partikelfilter-Halbmaste nicht für mehr als eine Schicht verwendet werden darf. Es ist keine Pflege erforderlich. Entsorgen Sie die Atemschutzmaske nach Gebrauch oder bei Beschädigungen jeglicher Art.
6. Die Nutzungsdauer dieser Atemschutzmaske hängt von den vorhandenen Schadstoffen ab, sollte jedoch eine Schicht nicht überschreiten. Bei Atembeschwerden sollte die Atemschutzmaske entsprechend früher gewechselt werden.
7. Lagern Sie die Atemschutzmasken bis zur Verwendung in der Display-Box und achten Sie darauf, dass diese vor direkter Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen geschützt sind. Umgebungsbedingungen für die Lagerung: Temperatur zwischen -30 °C und +70 °C und relative Luftfeuchtigkeit < 80 %.
8. Falls die Atemschutzmaske nicht gemäß der Anleitung „Einfach zu verwenden“ angepasst wird, bietet sie nicht den erwarteten Schutz.
9. Diese Atemschutzmaske ist für den Schutz vor ungiftigen festen und flüssigen Aerosolen geeignet.
10. Eine nicht ordnungsgemäße Anpassung kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
11. Siehe Angaben des Herstellers.

Einschränkungen:

Diese Atemschutzmaske ist für den Schutz vor ungiftigen festen und flüssigen Aerosolen geeignet. Nicht außerhalb des in den Warnhinweisen definierten Anwendungsbereichs verwenden. Eine unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.

FFP2 NR: Filtereffizienz 94 %; zugewiesener Schutzfaktor (FPA) ist 10.
Anwendungsbereiche sind beispielsweise das Schleifen von Weichholz, Verbundwerkstoffen, Rost, Spachtelmasse, Gips, Kunststoffen / Schneiden, Entgraten, Schleifen, Bohren von Metall.

EU-Baumusterprüfung (Modul B) und Baumusterkonformität auf der Grundlage von Modul D gemäß Verordnung (EU).

2016/425 von SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finnland. Nummer der benannten Stelle: 0598.

Verwendungszweck:

Dieses Produkt ist dafür konzipiert, Schutz vor festen und flüssigen Aerosolen zu bieten.